


Polyclonal Anticorps De Lapin Anti-Apob (Wb, If/Icc, Elisa) - P04114

Numéro d'article: CM0018369



Introduction

Polyclonal anticorps de lapin de haute qualité dirigé contre l'Apolipoprotéine B (ApoB) humaine, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Reconnaît l'ApoB humaine, de souris et de rat avec un poids protéique de 516 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ApoB Rabbit pAb
Remarques / Alias	FLDB, FCHL2, LDLCQ4, apoB-48, apoB-100, ApoB
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	338
GeneID	338
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-330 de l'ApoB humaine (NP_000375.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P04114
Poids protéique	516 kDa
Expédition	Sac de glace