

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Apoe Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02649

Numéro d'article: CM0014701



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-APOE validé pour WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'APOE humain, murin, de rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme lipidique, la maladie d'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires et neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APOE Rabbit pAb
Remarques/Alias	AD2 ; LPG ; APO-E ; ApoE4 ; LDLCQ5 ; APOE
Espèce	Humain
GeneID	348
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 41-307 de l'APOE humain (NP_000032.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P02649
Poids protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace