


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Apoh Pour Wb, If/Icc, Elisa - P02749

Numéro d'article: CM0013546



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-APOH de haute qualité, validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la bêta-2-glycoprotéine 1 (Apo-H) dans des échantillons humains et murins, un régulateur essentiel de la coagulation.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APOH Rabbit pAb
Remarques/Alias	BG; B2G1; B2GP1; APOH
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	350
GeneID	350
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-345 de l'APOH humain (NP_000033.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris
SWISS	P02749
Poids moléculaire	38 kDa
Expédition	Sac de glace