

Anti-App (Protéine Précurseur De L'amyloïde-Bêta) Anticorps Monoclonal De Lapin [Validé Ko] Pour Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P05067

Numéro d'article: CM0003246



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin validé KO ciblant l'APP humain (aa 671-770). Validé pour WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] Anticorps monoclonal de lapin anti-APP
Remarques/Alias	AAA ; AD1 ; PN2 ; ABPP ; APPI ; CVAP ; ABETA ; PN-II ; preA4 ; CTFgamma ; alpha-sAPP ; PP
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	351
GenelD	351
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise dans les acides aminés 671-770 de l'APP humain (P05067).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P05067
Poids protéique	87 kDa
Expédition	Sac de glace