

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Aptx Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q7Z2E3

Numéro d'article: CM0029334



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-APT_X validé pour les applications Western blot, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit spécifiquement avec l'aprataxine humaine (PM 41 kDa). Idéal pour les études sur la réparation de l'ADN, la réparation par excision de bases et les maladies neurodégénératives.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	APT _X Rabbit pAb
Remarques / Alias	AOA; AOA1; AXA1; EAOH; EOAHA; FHA-HIT; APT _X
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	54840
GeneID	54840
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 93-342 de l'APT _X humain (NP_001182178.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q7Z2E3
Poids protéique	41 kDa
Expédition	Sac de glace