


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arf1 Pour Wb, Elisa - P84077

Numéro d'article: CM0024098



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ARF1 de haute qualité validé pour le Western blot et l'ELISA. Détecte l'ARF1 humain, de souris et de rat. Convient aux études sur le trafic golgien, la plasticité synaptique et l'activation de la toxine cholérique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	PVNH8; ARF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	375
GeneID	375
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-181 de l'ARF1 humain (NP_001649.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P84077
Poids de la protéine	21kDa
Expédition	Sac de glace