

Anticorps Monoclonal Anti-Arf5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P84085

Numéro d'article: CM0010122



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre l'ARF5 humain, validé pour Western blot, immunofluorescence et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Adapté à l'étude du trafic golgien et des voies de signalisation mTOR.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARF5 mAb de lapin
Remarques / Alias	ARF5 ; Facteur 5 d'ADP-ribosylation
Espèce cible	Humain
Identifiant du gène (Humain)	381
Identifiant du gène	381
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 81 et 180 de l'ARF5 humain (P84085).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P84085
Poids moléculaire de la protéine	21 kDa
Expédition	Sac de glace