

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arginase-1 Pour Wb, If-P, Elisa - Q61176

Numéro d'article: CM0019598

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'Arginase-1 de souris (Arg-1), validé pour WB, IF-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour les études sur le cycle de l'urée, la polarisation des macrophages et l'évasion immunitaire tumorale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Arginase-1 Lapin pAb
Remarques/Alias	AI; PGIF; Arg-1; Arginase-1
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	383
GeneID (Souris)	11846
Immunogène	Protéine recombinante de l'Arginase-1 de souris
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q61176
Poids moléculaire	34KDa
Expédition	Sac de glace