


Anticorps Polyclonal Anti-Arid1B Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nfd5

Numéro d'article: CM0016408



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ARID1B (BAF250B) humain. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit croisée avec la souris et le rat. Adapté à la recherche sur le remodelage de la chromatine et la neurogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARID1B Rabbit pAb
Remarques/Alias	CSS1 ; OSA2 ; 6A3-5 ; DAN15 ; MRD12 ; P250R ; BRIGHT ; BAF250B ; SMARCF2 ; ELD/OSA1 ; ARID1B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	57492
GeneID	57492
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 400-650 de l'ARID1B humain (NP_059989.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8NFD5
Poids de la protéine	244 kDa
Expédition	Sac de glace