


Anticorps Polyclonal Anti-Arid2 Pour Wb, Ip, Elisa - Q68Cp9

Numéro d'article: CM0025531



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ARID2 humain (BAF200), une sous-unité du complexe de remodelage de la chromatine SWI/SNF impliquée dans la régulation transcriptionnelle. Validé pour les applications WB, IP et ELISA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARID2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CSS6; p200; BAF200; SMARCF3; ARID2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	196528
GeneID	196528
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1586-1835 de l'ARID2 humaine (NP_689854.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q68CP9
Poids moléculaire	197kDa
Expédition	Sac de glace