

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arih1 Pour Wb Et Elisa - Q9Y4X5

Numéro d'article: CM0020845



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ARIH1, une ubiquitine-protéine ligase E3 impliquée dans l'ubiquitination et la réponse aux dommages de l'ADN. Validé pour WB et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la voie de l'ubiquitine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARIH1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ARI; HARI; HHARI; UBCH7BP; ARIH1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	25820
GeneID	25820
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre l'acide aminé 400 et l'extrémité C-terminale de l'ARIH1 humain (NP_005735.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4X5
Poids de la protéine	64kDa
Expédition	Sac de glace