


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arl1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P40616

Numéro d'article: CM0014505



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-ARL1 validé pour le western blot, l'immunofluorescence/ICC et l'ELISA. Détecte l'ARL1 humaine, de souris et de rat, une GTPase associée à l'appareil de Golgi impliquée dans le trafic vésiculaire. Idéal pour la recherche fondamentale et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARL1 Lapin pAb
Remarques/Alias	ARFL1; ARL1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	400
ID de gène	400
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 62-181 de l'ARL1 humaine (NP_001168.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P40616
Poids moléculaire	20kDa
Expédition	Sac de glace