

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Arl4D Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P49703

Numéro d'article: CM0024094

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ARL4D. Adapté aux applications WB, IHC-P et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Il soutient la recherche sur les processus cellulaires médiés par les GTPases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ARL4D Rabbit pAb
Remarques / Alias	ARF4L ; ARL4D
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	379
GeneID	379
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 92-201 de l'ARL4D humain (NP_001652.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49703
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace