


Anticorps Polyclonal Anti-Arp2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61160

Numéro d'article: CM0030776



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'Arp2 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA ; réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible le composant du complexe Arp2/3 impliqué dans la dynamique de l'actine et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Arp2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	ARP2 ; Arp2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10097
GeneID	10097
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-160 de l'Arp2 humain (NP_005713.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61160
Poids de la protéine	45 kDa
Expédition	Sachet de glace