

Anticorps Polyclonal Anti-Asb4 Pour Ihc-P, Elisa - Q9Y574

Numéro d'article: CM0024663

Introduction

Anticorps polyclonal anti-ASB4 de lapin de haute qualité validé pour IHC-P et ELISA. Reconnaît l'ASB4 humaine et murine, une E3 ligase à boîte SOCS impliquée dans le développement vasculaire et l'ubiquitination. Idéal pour la recherche scientifique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	ASB4 pAb de lapin
Remarques / Alias	ASB-4 ; ASB4
Espèce	Humaine
Identifiant génétique (Humain)	51666
Identifiant génétique	51666
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de l'ASB4 humaine (NP_665879.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, Souris
SWISS	Q9Y574
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace