


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ascc3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q8N3C0

Numéro d'article: CM0027892



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ASCC3 humain (asc1p200/HELIC1), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Détecte une protéine d'environ 251 kDa impliquée dans la réparation de l'alkylation de l'ADN et le contrôle qualité des ribosomes. Idéal pour un usage en recherche. UniProt Q8N3C0.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ASCC3 pAb de lapin
Remarques/Alias	RNAH ; HELIC1 ; ASC1p200 ; ASCC3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	10973
GeneID	10973
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-111 de l'ASCC3 humain (NP_071374.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8N3C0
Poids moléculaire de la protéine	251 kDa
Expédition	Sac de glace