


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Asc/Tms1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9ULz3

Numéro d'article: CM0023109



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ASC/TMS1 humain (Q9ULZ3). Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'apoptose et l'inflammasome.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc lapin ASC/TMS1
Remarques/Alias	ASC; TMS; TMS1; CARD5; TMS-1; ASC/TMS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29108
GeneID	29108
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-91 de l'ASC/TMS1 humain (NP_037390.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9ULZ3
Poids moléculaire	22kDa
Expédition	Sac de glace