

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Asf1B Pour Wb, Elisa - Q9Nvp2

Numéro d'article: CM0025871



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la chaperonne d'histones humaine ASF1B (CIA-II), validé pour WB et ELISA. Outil essentiel pour la recherche sur l'assemblage de la chromatine et la dynamique des nucléosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	ASF1B Rabbit pAb
Remarques/Alias	CIA-II ; ASF1B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	55723
GeneID	55723
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9NVP2
Poids de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace