


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Asgr2 Pour Wb, If-P, Elisa - P07307

Numéro d'article: CM0029411



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'ASGR2 humaine (Récepteur de l'asialoglycoprotéine 2), validé pour WB, IF-P, ELISA ; réagit avec l'homme et la souris. Idéal pour la recherche sur l'endocytose des glycoprotéines hépatiques et le ciblage du foie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASGR2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HL-2 ; HBXBP ; ASGPR2 ; ASGP-R2 ; CLEC4H2 ; ASGR2
Espèce	Humaine
GeneID (Humain)	433
GeneID	433
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 58-287 de l'ASGR2 humaine (NP_550435.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P07307
Poids de la protéine	35 kDa
Expédition	Sac à glace