

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Asmtl Pour Wb, Ip, Elisa - 095671

Numéro d'article: CM0030186



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ASMTL humain (ASTML/ASMTLX/ASMTLY), validé pour WB, IP, ELISA. Réagit avec l'humain et la souris. Cible l'enzyme du métabolisme des nucléotides dTTP/UTP pyrophosphatase/méthyltransférase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASMTL Lapin pAb
Remarques/Alias	ASTML; ASMTLX; ASMTLY; ASMTL
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8623
ID de gène	8623
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-290 de l'ASMTL humain (NP_004183.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	095671
Poids moléculaire	69kDa
Expédition	Sac de glace