

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Asns Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P08243

Numéro d'article: CM0016742



Introduction

CamelBio propose un anticorps polyclonal de lapin anti-ASNS validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA chez l'humain, la souris et le rat. Il cible l'asparagine synthétase (P08243), impliquée dans la biosynthèse de l'asparagine et le contrôle du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ASNS Rabbit pAb
Remarques/Alias	TS11, ASNSD, ASNS
Espèce	Humain
GeneID (humain)	440
GeneID	440
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 262-561 de l'ASNS humaine (NP_001664.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08243
Poids de la protéine	64 kDa
Expédition	Pain de glace