


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Atf2 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P15336

Numéro d'article: CM0004051



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute spécificité ciblant l'ATF2 humain (CREB-2), validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour les études de régulation transcriptionnelle et de réponse aux dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATF2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	HB16 ; CREB2 ; TREB7 ; CREB-2 ; CRE-BP1 ; ATF2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1386
Identifiant du gène	1386
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-340 de l'ATF2 humain (NP_001871.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P15336
Poids protéique	55 kDa
Expédition	Sac de glace