

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atf6 Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P18850

Numéro d'article: CM0017834

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ATF6 humain (ATF6A). Validé pour WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA, avec une réactivité chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la réponse aux protéines mal repliées et le stress du réticulum endoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATF6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ACHM7 ; ATF6A ; ATF6
Espèce	Humain
GeneID (humain)	22926
GeneID	22926
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P18850
Poids de la protéine	75 kDa
Expédition	Sac de glace