

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Atg12 Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - O94817

Numéro d'article: CM0007028



Introduction

Cet anticorps monoclonal lapin anti-ATG12 détecte la protéine ATG12 humaine et murine (15 kDa) en WB, IHC-P, IP, ELISA. Idéal pour les études sur l'autophagie et les interactions hôte-virus.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATG12 mAb Lapin
Remarques/Alias	APG12; FBR93; APG12L; HAPG12; ATG12
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9140
GeneID	9140
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de l'ATG12 humaine (NP_004698.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O94817
Poids moléculaire	15kDa
Expédition	Sac de glace