

Anticorps Polyclonal Anti-Atg2A Pour Wb, Elisa - Q2Taz0

Numéro d'article: CM0026572



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATG2A humaine (BLTP4A), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Une protéine clé de transfert de lipides dans la biogenèse des autophagosomes et la régulation des gouttelettes lipidiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	ATG2A Lapin pAb
Remarques/Alias	BLTP4A; ATG2A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23130
GeneID	23130
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 700-800 de l'ATG2A humaine (NP_055919.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q2TAZ0
Poids Protéique	213kDa
Expédition	Sac de glace