

Anticorps Polyclonal Anti-Atg4B Pour Wb, Elisa - Q9Y4P1

Numéro d'article: CM0028791



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'ATG4B humain (APG4B, AUTL1), une protéase clé de l'autophagie. Validé pour Western Blot et ELISA. Adapté pour l'étude de l'autophagie, de la mitophagie et des voies de conjugaison d'ATG8.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATG4B Rabbit pAb
Remarques / Alias	APG4B; AUTL1; HsAPG4B; ATG4B
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	23192
Identifiant du gène	23192
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-393 de l'ATG4B humain (NP_037457.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9Y4P1
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace