


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Atg4B Pour Wb, If, Elisa - Q9Y4P1

Numéro d'article: CM0004589



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant l'ATG4B humain (Q9Y4P1), validé pour WB, IF/ICC, IF-P et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Outil essentiel pour l'étude de l'autophagie, de la mitophagie et du traitement de l'ATG8.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATG4B Lapin mAb
Remarques/Alias	APG4B; AUTL1; HsAPG4B; ATG4B
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23192
GeneID	23192
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 de l'ATG4B humain (Q9Y4P1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y4P1
Poids de la protéine	44kDa
Expédition	Sac de glace