

Anticorps Monoclonal Anti-Atp5G1 Pour Wb, If-P, Elisa - P05496

Numéro d'article: CM0006674



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant l'ATP5G1 humain, une sous-unité C1 de l'ATP synthase mitochondriale. Convient aux applications WB, IF-P et ELISA, avec une réactivité croisée dans les échantillons humains, de souris et de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-ATP5G1
Remarques/Alias	ATP5A ; ATP5G ; ATP5G1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	516
GeneID	516
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de l'ATP5G1 humain (P05496).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P05496
Poids moléculaire	14 kDa
Expédition	Sac réfrigérant