


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Atp6V1B2 Pour Wb, Elisa - P21281

Numéro d'article: CM0026824



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre ATP6V1B2, adapté pour Western blot et ELISA. Reconnaît l'isoforme cérébrale de la sous-unité B de la V-ATPase humaine, murine et de rat, une protéine de 57 kDa essentielle pour le transport de protons et l'acidification lysosomale.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATP6V1B2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	DOOD; HO57; VATB; VPP3; Vma2; ZLS2; ATP6B2; ATP6B1B2; ATP6V1B2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	526
GeneID	526
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 262-511 de l'ATP6V1B2 humain (NP_001684.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P21281
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sachet de glace