


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Atpif1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Uii2

Numéro d'article: CM0005362



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-ATPIF1 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec l'ATPIF1 humain, murin et de rat. Idéal pour les études sur la fonction mitochondriale, l'inhibition de l'ATPase et la synthèse de l'hème.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	ATPIF1 AcM de lapin
Remarques / Alias	IP ; ATP1 ; ATPIP ; ATPIF1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	93974
Identifiant du gène	93974
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-106 de l'ATPIF1 humain (NP_057395.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UII2
Poids moléculaire de la protéine	12 kDa
Expédition	Sac de glace