


Anticorps Monoclonal Anti-Axl Pour Wb, Fc, Elisa - P30530

Numéro d'article: CM0004597



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre l'Axl humain (UniProt P30530). Validé pour WB, FC, ELISA. Détecte le récepteur à activité tyrosine kinase de 98kDa impliqué dans la progression du cancer et l'entrée virale. Convient pour la recherche en oncologie et immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Axl Rabbit mAb
Remarques/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7; Axl
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	558
ID de Gène	558
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-449 de l'Axl humain (NP_068713.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, FC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P30530
Poids Moléculaire	98kDa
Expédition	Sac de glace