

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Bag1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q99933

Numéro d'article: CM0002548

Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant BAG1 humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Utilisé dans la recherche sur l'apoptose et les chaperonnes moléculaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Bag1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	HAP; BAG-1; RAP46; Bag1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	573
ID du gène	573
Immunogène	Peptide synthétique, Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 100-200 de Bag1 humain (Q99933).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99933
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sachet de glace