

Anticorps Polyclonal Anti-Bag5 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9UI15

Numéro d'article: CM0028062



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BAG5 validé pour WB, IHC-P, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible le co-chaperon BAG5 de HSP70, essentiel à la protéostasie et lié à la cardiomyopathie. Idéal pour la recherche cardiaque et sur les chaperons.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Description
Nom du produit	BAG5 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BAG-5; CMD2F; BAG5
Espèce	Humain
Identifiant de gène	9529
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 198 à 447 de la protéine BAG5 humaine (NP_004864.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UL15
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace