


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bcdin3D Pour Wb, Elisa - Q7Z5W3

Numéro d'article: CM0021759



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant BCDIN3D (ARN 5'-monophosphate méthyltransférase), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Convient pour les études sur la méthylation des ARNt et le traitement des miRNA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BCDIN3D Lapin pAb
Remarques/Alias	BCDIN3D
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	144233
GeneID	144233
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-292 du BCDIN3D humain (NP_859059.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q7Z5W3
Poids protéique	33kDa
Expédition	Sac de glace