


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Bckdhb (E1B) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P21953

Numéro d'article: CM0006536



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le BCKDHB humain (E1B, BCKDH E1-bêta). Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit également avec les protéines homologues de la souris et du rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme mitochondrial et la maladie des urines au sirop d'érable.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BCKDHB Rabbit mAb
Remarques/alias	E1B ; BCKDE1B ; BCKDH E1-bêta ; BCKDHB
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	594
ID du gène	594
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 51-392 du BCKDHB humain (NP_898871.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P21953
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace