

Anticorps Polyclonal Anti-Bcl-2 (Ppp1R50) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P10415

Numéro d'article: CM0015400



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre Bcl-2 (PPP1R50) humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP et ELISA. Supprime l'apoptose ; adapté à la recherche sur l'apoptose et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Bcl-2 Rabbit pAb
Remarques/alias	Bcl-2 ; PPP1R50
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	596
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de Bcl-2 humain (NP_000624.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P10415
Poids moléculaire	26 kDa
Expédition	Sac de glace