

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Bcl-2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P49950

Numéro d'article: CM0010753

Introduction

Idéal pour la recherche sur l'apoptose et le cancer, cet anticorps monoclonal de lapin anti-Bcl-2 est validé pour la WB, l'IHC-P et l'ELISA, avec une réactivité croisée confirmée chez la souris et le rat. - P49950

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Bcl-2 Rabbit mAb
Remarques/Alias	Bcl-2
Espèce	Rat
GeneID (humain)	596
GeneID	24224
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 à 100 de Bcl2 de rat (NP_058689.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	P49950
Poids moléculaire de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace