

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bcl2L14/Bclg Pour Wb, If, Elisa - Q9Bzr8

Numéro d'article: CM0028050

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre BCL2L14/BCLG humain (facilitateur d'apoptose Bcl-2-like 14). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA sur humain, souris, rat. Convient pour la recherche sur l'apoptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	BCL2L14/BCLG pAb Lapin
Remarques/Alias	BCLG; BCL2L14/BCLG
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	79370
ID de Gène	79370
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-327 de BCL2L14/BCLG humain (NP_620049.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BZR8
Poids Protéique	37kDa
Expédition	Sac de glace