


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bdnf Pour Wb, Elisa - P23560

Numéro d'article: CM0022466



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le BDNF humain (facteur neurotrophique dérivé du cerveau), adapté pour WB et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur les neurotrophines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BDNF Rabbit pAb
Remarques/Alias	ANON2; BULN2; BDNF
Espèce	Humain
GeneID (humain)	627
GeneID	627
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-247 du BDNF humain (NP_733928.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23560
Poids de la protéine	28 kDa
Expédition	Sac de glace