


Anticorps Polyclonal Anti-Beclin 1 Pour Wb, Elisa - Q14457

Numéro d'article: CM0021615



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Beclin 1 validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Détecte une bande d'environ 52 kDa dans les échantillons humains, de souris et de rat. Convient aux recherches sur l'autophagie et la mort cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Beclin 1 pAb de lapin
Remarques/Alias	ATG6 ; VPS30 ; beclin1 ; Beclin 1
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	8678
ID du gène	8678
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25 à 280 de la Beclin 1 humaine (NP_003757.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	Q14457
Poids moléculaire	52 kDa
Expédition	Poche réfrigérante