

Anticorps Polyclonal Anti-Bêta 2 Microglobuline Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P61769

Numéro d'article: CM0016680



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la bêta 2 microglobuline humaine, validé pour le Western blot, l'immunohistochimie (paraffine) et l'ELISA ; présente une réactivité croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la présentation de l'antigène de classe I du CMH et la fonction immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps pAb de lapin anti-bêta 2 Microglobuline
Remarques/Alias	IMD43 ; Bêta 2 Microglobuline
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	567
Identifiant du gène	567
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-119 de la bêta 2 microglobuline humaine (NP_004039.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P61769
Poids moléculaire de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace