

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bloc1S6 Pour Wb Et Elisa - Q9UI45

Numéro d'article: CM0026193

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin BLOC1S6 validé pour le Western Blot (WB) et l'ELISA. Détecte le BLOC1S6/pallidine humain, murin et rat, une sous-unité du complexe BLOC-1 essentielle pour la biogenèse des organites liés aux lysosomes et le trafic intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BLOC1S6 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PA ; HPS9 ; PLDN ; BLOS6 ; PALLID ; BLOC1S6
Espèce	Humain
GeneID	26258
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-170 du BLOC1S6 humain (NP_036520.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UL45
Poids moléculaire de la protéine	20kDa
Expédition	Sac de glace