


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-BlvrB Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P30043

Numéro d'article: CM0025745



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le BLVRB humain (FLR, BVRB), validé en WB, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la dégradation de l'hème, la biologie redox et la signalisation de l'insuline.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BLVRB Rabbit pAb
Remarques/Alias	FLR; BVRB; SDR43U1; HEL-S-10; BLVRB
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	645
Identifiant du gène	645
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-206 du BLVRB humain (NP_000704.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30043
Poids protéique	22 kDa
Expédition	Sac de glace