


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Brd9 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H8M2

Numéro d'article: CM0028241



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le BRD9 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le remodelage de la chromatine et la recombinaison homologue.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin BRD9
Remarques/Alias	PRO9856 ; SMARCI2 ; LAVS3040 ; BRD9
Espèce	Humain
GeneID (humain)	65980
GeneID	65980
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 274-597 du BRD9 humain (NP_076413.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H8M2
Poids moléculaire de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac de glace