

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Btbd9 Pour Wb, Elisa - Q96Q07

Numéro d'article: CM0019829

Introduction

Le pAb anti-BTBD9 de lapin, produit contre les acides aminés 283-582 de la BTBD9 humaine, détecte la BTBD9 endogène en Western blot et ELISA. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur le rein.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb anti-BTBD9 de lapin
Remarques/Alias	dj322i12.1; BTBD9
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	114781
GenelD	114781
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 283-582 de la BTBD9 humaine (AAI01358.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	Q96Q07
Poids de la protéine	69 kDa
Expédition	Sac de glace