

Anticorps Polyclonal Anti-Bub1B Pour Wb, If/Icc, Elisa - O60566

Numéro d'article: CM0023837



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre BUB1B (BUBR1), validé pour WB, IF/ICC, ELISA sur humain, souris, rat. Idéal pour la recherche sur le point de contrôle mitotique et le point de contrôle d'assemblage du fuseau.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	BUB1B Lapin pAb
Remarques/Alias	MVA1; SSK1; BUBR1; Bub1A; MAD3L; hBUBR1; BUB1beta; BUB1B
Espèce	Humain
GeneID	701
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-260 de BUB1B humain (NP_001202.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60566
Poids Protéique	120kDa
Expédition	Sac de glace