

Anticorps Polyclonal Anti-C1S Pour Wb, Elisa - P09871

Numéro d'article: CM0028101



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le C1S humain, adapté pour le WB et l'ELISA, avec réactivité croisée avec le rat. Utile pour la recherche sur la voie classique du complément. Poids protéique : 77 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C1S Rabbit pAb
Remarques/Alias	EDSPD2; C1S
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	716
GeneID	716
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 479-688 du C1S humain (NP_958850.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Rat
SWISS	P09871
Poids protéique	77 kDa
Expédition	Sac de glace