


Anticorps Polyclonal Anti-C9orf72 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Lt7

Numéro d'article: CM0023396



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine C9orf72 humaine (aa 9-200). Adapté pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Validé chez l'homme, la souris et le rat. La cible est impliquée dans l'autophagie et la neurodégénérescence.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C9orf72 Rabbit pAb
Remarques/Alias	ALSFTD, DENND9, FTDALS, DENNL72, FTDALS1, C9orf72
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	203228
GeneID	203228
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 9-200 de la C9orf72 humaine (NP_001242983.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96LT7
Poids de la protéine	54 kDa
Expédition	Sac de glace