


Anticorps Polyclonal Anti-Cabp7 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q86V35

Numéro d'article: CM0013851



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre CABP7 (Calneuron II) validé pour le Western blot, l'IHC-P et l'ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible un régulateur du trafic de l'appareil de Golgi. Idéal pour les études de biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CABP7 Lapin pAb
Remarques/Alias	CALN2; CABP7
Espèce	Humain
GeneID (humain)	164633
GeneID	164633
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-180 de CABP7 humaine (NP_872333.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q86V35
Poids moléculaire	24kDa
Expédition	Sac de glace