

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cacna1E Pour Wb, Elisa - Q15878

Numéro d'article: CM0015021



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CACNA1E validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme, la souris et le rat. Produit contre une protéine recombinante, adapté à la recherche sur les canaux calciques de type R.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CACNA1E Rabbit pAb
Remarques / Alias	BII; CACH6; DEE69; gm139; Cav2.3; EIEE69; CACNL1A6; CACNA1E
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	777
GeneID	777
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 2014-2313 de CACNA1E humain (NP_001192222.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15878
Poids de la protéine	262 kDa
Expédition	Sac de glace